

# Urinprovtagning: Anvisningar för flickor



1. Vid provtagningen ska det ha gått minst fyra timmar från den senaste urineringen.
2. Du har fått en lockförsedd burk samt ett provrör med undertryck för provtagningen. Öppna inte korken på provröret!
3. Tvätta händerna.
4. Sära på barnets blygdläppar och rengör barnets yttre könsdelar med en handdusch.
5. Torka med toalettpapper framifrån bakåt.
6. Öppna locket på provtagningsburken. Låt barnet först urinera lite i WC-byttan.
7. Utan att avbryta urinstrålen, samla in urin i burken så att den är fylld till ungefär 2/3. Rör inte insidan av burken. Barnet kan låta resten av urinen rinna ut i WC-byttan.
8. Tillslut burken tätt med locket och ta bort dekalen på locket. Ställ burken på bordet.
9. Tryck provröret med korken före mot nålen ända ner till burkens botten tills urin strålar in i röret. Vänta tills provröret är fyllt.
10. Vänd röret upp och ner 8-10 gånger.
11. Fyll i denna anvisning och för provröret och anvisningen till laboratoriet så fort som möjligt.

Returnera den här anvisningen tillsammans med provet och fyll i uppgifterna om provet:

Namn: .....

Personbeteckning: .....

Det har gått ..... timmar sedan den senaste urineringen.

Urinprovet togs ..... / ..... 20 ..... kl. ....

## Fimlab